



# Go Deeper

**BONE SURGERY**  
Nouveaux Inserts BS1 Slim et BS1 Long



Français

## Inserts scies BONE SURGERY

Ostéotomies rapides, précises et sûres



### **BS1 :** PROFONDEUR DE COUPE 6 MM

Scie robuste, dotée de quatre dents spécifiquement affûtées, destinée :  
- à la découpe d'os cortical en chirurgie pré-implantaire,  
- à l'orthodontie chirurgicale (Piezocision),  
- à la distraction osseuse.  
Insert livré en standard avec le Kit BS (Bone Surgery).  
Ref. F87501



6 mm

## 2 NOUVEAUX INSERTS 2 NOUVEAUX DESIGNS

pour une plus grande profondeur de coupe

**EN OPTION**

### **BS1 SLIM :** PROFONDEUR DE COUPE 9 MM

Scie ultra-coupante au profil affiné, dotée de quatre dents affûtées, dédiée à la découpe en profondeur d'os cortical très dense.  
Ref. F87525



9 mm


**EN OPTION**

### **BS1 LONG :** PROFONDEUR DE COUPE 15 MM

Scie longue au profil affiné pour faciliter la prise de greffon, notamment en zone ramique, par le passage de cet insert le long du bloc osseux.  
Ref. F87527



15 mm






# BS1 SLIM

ACCEDER  
AUX COUPES PROFONDES



Marquage laser placé tous les 3 mm pour contrôler la profondeur de coupe





# BS1 LONG

FACILITER  
LES PRÉLÈVEMENTS RAMIQUES



Marquage laser placé tous les 3 mm pour contrôler la profondeur de coupe



## Les générateurs à ultrasons de puissance Satelec®

**PIEZOTOME 2**  
Piezo • Ultrasonic • Surgery • Unit



**IMPLANTCENTER**  
Piezo • Ultrasonic • Surgery & Implantology Unit



[www.piezotome.com](http://www.piezotome.com)



A Company of ACTEON Group • 17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE  
Tel +33 (0) 556 34 06 07 • Fax +33 (0) 556 34 92 92 • E-mail : [piezotome@acteongroup.com](mailto:piezotome@acteongroup.com)

PUBLICIS ACTIV RCS Paris B 337 934 483 - 17983 - Document non contractuel - D87350 - U6 - Copyright © 2010 SATELEC. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans la permission préalable de SATELEC.